

ST.A.R.90F4 Monolaterale



Fissatore esterno monolaterale ibrido

Riduzione della frattura
su piani indipendenti

Maggiore controllo
delle rotazioni della frattura

Viti ossee indipendenti
con libertà di orientamento

citieffe[®]
Essential Moves in Trauma

Le informazioni qui presenti sono intese a descrivere il prodotto. I chirurghi devono sempre decidere l'approccio migliore da seguire in base al loro giudizio clinico e alle esigenze del paziente. Prima dell'uso il chirurgo deve sempre consultare il manuale di istruzioni per l'uso incluso nella confezione del prodotto.



ST.A.R.90 F4 monolaterale e ibrido

Indicato per il trattamento delle fratture diafisarie e metafisarie delle ossa lunghe

Morsetti per viti ossee con orientamento indipendente per un maggior controllo delle rotazioni delle fratture

Controllo micrometrico della riduzione della frattura su singoli piani indipendenti

Dinamizzazione controllata per stimolare la callogenesi proteggendo il callo osseo e il focolaio di frattura

Versatilità nelle architetture di montaggio

Semplice conversione da configurazione monolaterale a montaggio ibrido per fratture periarticolari pluriframmentarie

Viti ossee a doppio diametro cilindrico

Garantiscono facilità di inserimento, tenuta nel tempo e possibilità di recuperare un eccessivo affondamento senza perdita di tenuta

