

ESTREMO
CITIEFFE NAILING SYSTEM

Chiodo endomidollare



✓ Design unico per
tutto l'arto inferiore

✓ Indicazioni
multiple

✓ Opzioni di bloccaggio
versatili

✓ Strumentario
minimo

citieffe[®]
Essential Moves in Trauma

Le informazioni qui presenti sono intese a descrivere il prodotto. I chirurghi devono sempre decidere l'approccio migliore da seguire in base al loro giudizio clinico e alle esigenze del paziente. Prima dell'uso il chirurgo deve sempre consultare il manuale di istruzioni per l'uso incluso nella confezione del prodotto.

ESTREMO citieffe nailing system

Sistema di inchiodamento endomidollare dal design unico che ne consente sia una più agevole introduzione nella tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso, che l'utilizzo in tutti i segmenti ossei dell'arto inferiore.

- In lega di titanio ASTM F136
- Diametro chiodo solido: 8mm (su richiesta)
- Diametro chiodo cannulato: 9, 10, 11, 12, 13mm
- Lunghezze disponibili: 150, 200mm e da 260 a 500mm con incrementi di 15mm
- Curva anatomica per facilitare l'inserimento sovrarotuleo
- Vite corticale $\varnothing 5.2\text{mm}$
- Differenti opzioni di bloccaggio multidirezionale delle viti
- Molteplici opzioni di bloccaggio statico e dinamico



La figura rappresenta il chiodo cannulato



Indicazioni

ESTREMO citieffe nailing system è indicato per la fissazione interna delle fratture dell'arto inferiore.

Femore

Gli impianti ESTREMO Citieffe Nailing System sono indicati per la fissazione di fratture di femore, che possono includere:

- fratture diafisarie di femore;
- fratture sovracondiloidee di femore;
- osteotomie correttive;
- pseudoartrosi;
- non-unions e mal-unions.

Tibia

Gli impianti ESTREMO Citieffe Nailing System sono indicati per la fissazione di fratture di tibia, che possono includere:

- fratture diafisarie di tibia;
- osteotomie correttive;
- pseudoartrosi;
- non-unions e mal-unions.

Caviglia

Gli impianti ESTREMO Citieffe Nailing System sono indicati per artrodesi tibiotarsali.



Femore

Accesso anterogrado
Accesso retrogrado



Tibia

Accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso
Accesso pararotuleo a ginocchio flesso



Caviglia

Artrodesi tibiotarsale

Strumentario ESTREMO

Un solo strumentario con ridotto numero di strumenti per differenti tecniche di impianto.

ESTREMO
CITIEFFE NAILING SYSTEM

Chiodo endomidollare

citieffe[®]
Essential Moves in Trauma

INSPIRED BY PEOPLE
MOVED BY INNOVATION



Citieffe s.r.l.

Via Armaroli, 21

40012 Calderara di Reno (BO) - Italy

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com - www.citieffe.com

DISTRIBUTORE

CE
0476