



Sansone

Cotile acetabolare da Revisione



protesi



bacino

citieffe[®]
Essential moves in Trauma

Sansone | Cotile acetabolare da Revisione

Posizionamento e ricerca della presa iliaca facilitate

Vite polare orientabile rivestita
in HA a stabilità angolare



Ancoraggio ottimale più indipendente
dalla posizione del cotile



BR-017A2.IT - Rev. 0 - 09/2015



Una o più viti periferiche



Controllo delle rotazioni



Ghiera di sicurezza



Blocco sicuro della vite polare

Indicazioni

In casi di difetti ossei dovuti a mobilizzazioni protesiche e gravi alterazioni morfologiche secondarie congenite e/o acquisite, per esempio:

- esiti di traumi del bacino
- mobilizzazione del cotile con difetto osseo AIR: II, III, IV
- displasia congenita dell'anca
- gravi artropatie reumatiche

citieffe[®]
Essential moves in Trauma



Citieffe s.r.l.

Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara di Reno (BO) - Italy

Tel +39 051 721850 - Fax +39 051 721870

info@citieffe.com - www.citieffe.com

CE
0476